

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pgk2 Pour Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - P07205

Numéro d'article: CM0015924

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PGK2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la PGK2 humaine, murine et de rat (45 kDa), une enzyme glycolytique spécifique des testicules essentielle à la motilité des spermatozoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb PGK2 de lapin
Remarques/Alias	PGKB; PGKPS; HEL-S-272; dj417L20.2; PGK2
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5232
GenelD	5232
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 242-360 de la PGK2 humaine (NP_620061.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P07205
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Sac de glace