

Anticorps Polyclonal Anti-Pgls Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095336

Numéro d'article: CM0028701

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la 6-phosphogluconolactonase (PGLS) humaine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de voies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGLS Rabbit pAb
Remarques/Alias	6PGL ; HEL-S-304 ; PGLS
Espèce	Humain
GeneID	25796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-258 de la PGLS humaine (NP_036220.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95336
Poids moléculaire de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace