

Anticorps Polyclonal Anti-Pglyrp2 Pour Wb, Elisa - Q96Pd5

Numéro d'article: CM0021071

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PGLYRP2 humaine (protéine 2 de reconnaissance du peptidoglycane, PGRP-L), adapté à la WB et à l'ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour les recherches sur l'immunité innée et la digestion du peptidoglycane.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGLYRP2 Rabbit pAb
Remarques/alias	tagL; PGRPL; PGRP-L; PGLYRPL; HMFT0141; TAGL-like; tagl-beta; tagL-alpha; PGLYRP2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	114770
ID du gène	114770
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la PGLYRP2 humaine (NP_443122.3))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q96PD5
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace