


Anticorps Polyclonal Anti-Pgp9.5/Uchl1 Pour Wb, Elisa - P09936

Numéro d'article: CM0018096



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant PGP9.5/UCHL1 (UniProt P09936). Convient pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'UCHL1 humaine et murine, une désubiquitineuse clé impliquée dans la neurodégénérescence et l'homéostasie des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PGP9.5/UCHL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7345
GeneID	7345
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P09936
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace