


Anticorps Polyclonal Anti-Pgp9.5/Uchl1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09936

Numéro d'article: CM0021729



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PGP9.5/UCHL1 humaine (ubiquitine carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1), une déubiquitinase clé dans la dégradation des protéines et la fonction neuronale. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGP9.5/UCHL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NDGOA ; PARK5 ; PGP95 ; SPG79 ; PGP9.5 ; SPG79A ; UCHL-1 ; Uch-L1 ; HEL-117 ; PGP 9.5 ; HEL-S-53 ; PGP9.5/UCHL1
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	7345
GenelD	7345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la PGP95/UCHL1 humaine (NP_004172.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P09936
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace