


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pgp9.5/Uchl1 Pour Wb, If/Icc, If-F, If-P, Ihc-P, Elisa - P09936

Numéro d'article: CM0003461



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le PGP9.5/Uchl1 humain (SWISS P09936). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat, le singe. Convient pour la recherche sur la neurodégénérescence et la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGP9.5/Uchl1 AcM de lapin
Remarques/Alias	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; Uchl-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/Uchl1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7345
GeneID	7345
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 du PGP9.5/Uchl1 humain (NP_004172.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	P09936
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace