


Anticorps Polyclonal Anti-Pgrmc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00264

Numéro d'article: CM0028362



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PGRMC1 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte les niveaux endogènes chez l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la signalisation par la progestérone et l'homéostasie de l'hème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGRMC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IZA; MPR; Dap1; HPR6.6; PGRMC1
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	10857
GenelD	10857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44-195 de la PGRMC1 humaine (NP_006658.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	O00264
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant