


Anticorps Polyclonal Anti-Phactr1 Pour Wb, Elisa - Q9C0D0

Numéro d'article: CM0023140



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-PHACTR1 pour WB et ELISA. Reconnaît le PHACTR1 humain, murin et de rat, un régulateur de la phosphatase et de l'actine impliqué dans la motilité cellulaire et l'organisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin PHACTR1
Remarques/Alias	RPEL ; DEE70 ; RPEL1 ; EIEE70 ; dJ257A7.2 ; PHACTR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	221692
GeneID	221692
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 154-380 du PHACTR1 humain (NP_112210.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C0D0
Poids protéique	66 kDa
Expédition	Sac de glace