

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phc1 Pour Wb, Elisa - P78364

Numéro d'article: CM0024879



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PHC1 humain (EDR1, HPH1). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. PHC1 est un composant du complexe PRC1 impliqué dans la répression chromatinienne et la régulation des gènes du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-PHC1
Remarques/Alias	EDR1 ; HPH1 ; RAE28 ; MCPH11 ; PHC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1911
GeneID	1911
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-940 du PHC1 humain (NP_004417.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78364
Poids Moléculaire Protéique	106 kDa
Expédition	Sac de glace