


Anticorps Polyclonal Anti-Phc3 Pour Wb, Elisa - Q8Ndx5

Numéro d'article: CM0028748



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PHC3 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les protéines du groupe Polycomb et la remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PHC3
Remarques/Alias	EDR3 ; HPH3 ; PHC3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80012
GeneID	80012
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-300 du PHC3 humain (NP_079223.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NDX5
Poids moléculaire protéique	106kDa
Expédition	Sac de glace