


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phc3 Pour If/Icc, Elisa - Q8Ndx5

Numéro d'article: CM0017458



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PHC3 humain, validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Cible la protéine 3 de type polyhomeotic, un composant du complexe PRC1, pour la recherche en épigénétique et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PHC3
Remarques/Alias	EDR3, HPH3, PHC3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	80012
GeneID	80012
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-300 du PHC3 humain (NP_079223.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8NDX5
Poids moléculaire	106 kDa
Expédition	Sac de glace