

Anticorps Polyclonal Anti-Phd2/Egln1 Pour If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Numéro d'article: CM0024305



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PHD2/EGLN1 (hydroxylase prolyl HIF 2), validé pour IF/ICC et ELISA. Détecte le PHD2 humain, un capteur d'oxygène clé régulant la stabilité de HIF-alpha. Idéal pour la recherche sur l'hypoxie et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHD2/EGLN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54583
GeneID	54583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-426 du PHD2/EGLN1 humain (NP_071334.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9GZT9
Poids moléculaire protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace