

Anticorps Polyclonal Anti-Phd2/Egln1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Numéro d'article: CM0018045



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PHD2/EGLN1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte PHD2/EGLN1 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les recherches sur l'hypoxie et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHD2/EGLN1 pAb de lapin
Remarques/alias	HPH2 ; PHD2 ; SM20 ; ECTY3 ; HALAH ; HPH-2 ; HIFPH2 ; ZMYND6 ; C1orf12 ; HIF-PH2 ; PHD2/EGLN1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54583
GeneID	54583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-426 de PHD2/EGLN1 humain (NP_071334.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9GZT9
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Poche de glace