

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phd2/Egln1 Pour Wb, Elisa - Q9Gzt9

Numéro d'article: CM0002656



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PHD2/EGLN1, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte la protéine humaine PHD2/EGLN1 (HIF-PH2), un capteur d'oxygène de 46 kDa impliqué dans l'hydroxylation de HIF- α et la signalisation de l'hypoxie. Adapté à la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] PHD2/EGLN1 mAb de lapin
Remarques/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	54583
ID du gène	54583
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la protéine humaine PHD2/EGLN1 (NP_071334.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9GZT9
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace