

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phd3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Numéro d'article: CM0030251

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PHD3/EGLN3 humain (Q9H6Z9). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de l'hypoxie, de l'apoptose, de la ferroptose et de la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHD3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	112399
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de PHD3 humain (NP_071356.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H6Z9
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace