

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phf1 Pour Wb, Elisa - O43189

Numéro d'article: CM0027630



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PHF1 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le PHF1 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine, la réponse aux dommages à l'ADN et les études épigénétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PCL1; PHF2; hPHF1; MTF2L2; TDRD19C; PHF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5252
GeneID	5252
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du PHF1 humain (NP_077084.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43189
Poids moléculaire protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace