

Anticorps Polyclonal Anti-Phf11 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UIL8

Numéro d'article: CM0026311

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PHF11 pour la détection de la protéine PHF11 (PHD finger protein 11), un régulateur des cytokines Th1. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-PHF11 de lapin
Remarques / Alias	APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHER; NYREN34; NY-REN-34; PHF11
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51131
ID du gène	51131
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-292 de la protéine PHF11 humaine (NP_001035533.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIL8
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace