

Anticorps Polyclonal Anti-Phf19 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5T6S3

Numéro d'article: CM0028611



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PHF19/PCL3, validé pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Détecte le PHF19 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la répression Polycomb, de la reconnaissance de H3K36me3 et de l'épigénétique du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHF19 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCL3; MTF2L1; TDRD19B; PHF19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26147
GeneID	26147
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-207 du PHF19 humain (NP_001009936.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5T6S3
Poids de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace