

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phf21B Pour Wb Et Elisa - Q96Ek2

Numéro d'article: CM0028472

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PHF21B (PHF4, BHC80L), validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en biologie de la chromatine et en épigénétique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PHF21B Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Remarques / Alias    | PHF4; BHC80L; PHF21B                                                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                     |
| GeneID (Humain)      | 112885                                                                                                                                     |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 322-531 de la protéine PHF21B humaine (NP_612424.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                      |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                        |
| SWISS                | Q96EK2                                                                                                                                     |
| Poids de la protéine | 57 kDa                                                                                                                                     |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                                            |