

Anticorps Monoclonal Anti-Phf8 Pour Wb, Elisa - Q9Upp1

Numéro d'article: CM0002912



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre PHF8 (KDM7B), lysine histone déméthylase, validé pour WB et ELISA sur échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'épigénétique et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHF8 Rabbit mAb
Remarques / Alias	KDM7B; JHDM1F; MRXSSD; ZNF422; PHF8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23133
GeneID	23133
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800-900 de PHF8 humain (Q9UPP1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UPP1
Poids de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac de glace