

Anticorps Monoclonal Anti-Phgdh Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43175

Numéro d'article: CM0004220



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le PHGDH humain (O43175). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la biosynthèse de la sérine et du métabolisme cancéreux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PHGDH Lapin mAb
Remarques/Alias	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	26227
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 264-533 du PHGDH humain (NP_006614.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43175
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace