

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phgdh Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43175

Numéro d'article: CM0017947



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la PHGDH, enzyme clé de la biosynthèse de la sérine. Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PHGDH
Remarques / Alias	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	26227
GeneID	26227
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 264-533 de la PHGDH humaine (NP_006614.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43175
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace