


## Anticorps Polyclonal Anti-Phka1 Pour Wb, Elisa - P46020

Numéro d'article: CM0021552



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PHKA1 validé pour la WB et l'ELISA. Reconnaît la sous-unité alpha régulatrice de la phosphorylase b kinase humaine et murine, idéal pour la recherche sur le métabolisme du glycogène et les maladies musculaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | PHKA1 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Remarques/Alias      | PHKA; PHKA1                                                                                                                           |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                               |
| GeneID               | 5255                                                                                                                                  |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600 à 820 de la PHKA1 humaine (NP_001116142.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                 |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                 |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Réactivité croisée   | Humaine, souris                                                                                                                       |
| SWISS                | P46020                                                                                                                                |
| Poids de la protéine | 137 kDa                                                                                                                               |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                          |