


Anticorps Polyclonal Anti-Phkb Pour Wb, Elisa - Q93100

Numéro d'article: CM0026054



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PHKB, la sous-unité régulatrice bêta de la phosphorylase b kinase. Adapté pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour les études sur le métabolisme du glycogène et les maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PHKB
Remarques / Alias	PHKB
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5257
ID du gène	5257
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 854-1093 de la PHKB humaine (NP_000284.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q93100
Poids moléculaire de la protéine	125 kDa
Expédition	Sac de glace