


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phkg2 Pour Wb, Elisa - P15735

Numéro d'article: CM0014508



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PHKG2 humain, une sous-unité catalytique de la phosphorylase b kinase impliquée dans la glycogénolyse. Convient pour WB et ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris et le rat. Bande attendue ~46 kDa.

[En savoir plus](#)

Nom du Produit	PHKG2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GSD9C; PHKG2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5261
GeneID	5261
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15735
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace