


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phkg2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15735

Numéro d'article: CM0025716



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PHKG2 humaine (phosphorylase b kinase gamma 2). Convient pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Usage recherche dans les études sur la glycogénolyse et le GSD de type IX.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-PHKG2
Remarques/Alias	GSD9C ; PHKG2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5261
GeneID	5261
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 237-406 de la PHKG2 humaine (NP_000285.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15735
Poids Moléculaire Protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace