

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phlda2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ga4

Numéro d'article: CM0030346

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PHLDA2 (IPL/TSSC3), validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain et la souris. Convient aux études sur la croissance placentaire, les gènes imprimés et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHLDA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	IPL; BRW1C; BWR1C; HLDA2; TSSC3; PHLDA2
Espèces	Humain, Souris
GeneID (Humain)	7262
GeneID	7262
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-152 de la PHLDA2 humaine (NP_003302.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q53GA4
Poids moléculaire	17kDa
Expédition	Sac de glace