

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phlpp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60346

Numéro d'article: CM0025054

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PHLPP1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît PHLPP1 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la suppression tumorale et la biologie circadienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin PHLPP1
Remarques/Alias	SCOP ; PHLPP ; PPM3A ; PLEKHE1 ; PHLPP1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	23239
GenelD	23239
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1160-1428 de PHLPP1 humain (NP_919431.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60346
Poids Moléculaire Protéique	185 kDa
Expédition	Sac de glace