

Anticorps Polyclonal Anti-Phlpp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zvd8

Numéro d'article: CM0020597

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PHLPP2 humain (PHLPP-like), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. La cible est une phosphatase suppresseur de tumeur régulant la signalisation Akt et PKC, avec des rôles dans l'apoptose et la prolifération.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PHLPP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PPM3B; PHLPL; PHLPP2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	23035
ID de Gène	23035
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1250-1323 du PHLPP2 humain (NP_055835.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6ZVD8
Poids Protéique	147kDa
Expédition	Sac de glace