

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Akt-S473 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numéro d'article: CM0001927



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre AKT1/AKT2/AKT3 phosphorylé sur la sérine 473, validé pour WB, IHC-P et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose, le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Akt-S473 Rabbit mAb
Remarques / Alias	AKT1/AKT2/AKT3 ; Phospho-Akt-S473
Espèce	Humain
GeneID (humain)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide phosphorylé synthétique autour de S473 de l'AKT1 humain (NP_005154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Poids de la protéine	48 kDa / 55 kDa / 51 kDa / 54 kDa
Expédition	Sachet de glace