

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-Akt-T308 Pour Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numéro d'article: CM0000931



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-phospho-Akt-T308 de haute spécificité pour WB et ELISA. Reconnaît les Akt1/2/3 humains phosphorylés en T308 ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PI3K/Akt dans la recherche sur le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc Lapin Phospho-Akt-T308
Remarques/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-T308
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	207/208/10000
ID de gène	207/208/10000
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide phosphorylé synthétique autour du T308 de l'Akt humain (NP_005154.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Poids de la protéine	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace