

Anticorps Monoclonal Anti-Phospho-Akt1-S473 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0001091



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'Akt1 phosphorylé sur Ser473 (P31749). Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la signalisation Akt dans le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-AKT-S473 Rabbit mAb
Remarques/Alias	AKT ; PKB ; RAC ; PRKBA ; PKB-ALPHA ; RAC-ALPHA ; Phospho-AKT1-S473
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207
GeneID	207
Immunogène	Un peptide synthétique phosphorylé autour de S473 de l'Akt1 humain (P31749)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace