

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Akt1-T308 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0001741



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phosphorylation ciblant AKT1 phosphorylé sur Thr-308. Validé pour Western Blot, IHC-P et ELISA. Reconnaît l'AKT1 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PI3K/AKT dans la recherche sur le cancer et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-AKT1-T308 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207
GeneID	207
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour du T308 de l'AKT humaine (NP_005154.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31749
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace