

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Akt1 (T450) Pour Wb, Elisa - P31749

Numéro d'article: CM0000681



Introduction

mAc de lapin Phospho-AKT1-T450 pour WB et ELISA ; détecte spécifiquement l'AKT1 phosphorylé sur le Thr450 dans des échantillons humains et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation PI3K/AKT dans le cancer, le métabolisme et la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-AKT1-T450 mAc de lapin
Remarques/Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T450
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	207
GeneID	207
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour du T450 de l'Akt1 humaine (P31749).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P31749
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace