


Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Alox5-S271 Pour Wb, Elisa - P09917

Numéro d'article: CM0001771



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à l'ALOX5 humaine phosphorylée sur la sérine 271, validé pour les applications de Western blot et ELISA dans la recherche sur la biosynthèse des leucotriènes et les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-ALOX5-S271 Lapin pAb
Remarques/Alias	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; Phospho-ALOX5-S271
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	240
ID de Gène	240
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S271 de l'ALOX5 humaine (NP_000689.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P09917
Poids Protéique	78kDa
Expédition	Sac de glace