

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Ampka1/Ampka2-T183/T172 Pour Wb, Elisa - Q13131 / P54646

Numéro d'article: CM0001493



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phosphate dirigé contre l'AMPK α 1/ α 2 phosphorylé sur Thr183/Thr172. Convient pour WB et ELISA. Détecte l'AMPK humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-AMPK α 1/AMPK α 2-T183/T172 Lapin pAb
Remarques/Alias	AMPK α 1/AMPK α 2 ; Phospho-AMPK α 1/AMPK α 2-T183/T172
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13131/P54646
Poids Protéique	64kDa/65kDa/62kDa
Expédition	Sac de glace