

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Atf2 (T69/T71) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Numéro d'article: CM0000897



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATF2 humain phosphorylé sur Thr69/Thr71. Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la réponse aux dommages à l'ADN, l'apoptose et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-ATF2-T69/71 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T69/71
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1386
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15336
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace