

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Atm (S1981) Pour Wb Et Elisa - Q13315

Numéro d'article: CM0001396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de l'ATM phosphorylée sur Ser1981. Validé pour le WB et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour les études de signalisation des dommages à l'ADN et des points de contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-ATM-S1981 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TEL01; Phospho-ATM-S1981
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	472
ID du Gène	472
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de S1981 de l'ATM humaine (NP_000042.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phospho-Spécifiques
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13315
Poids Moléculaire de la Protéine	351 kDa
Expédition	Sac de glace