


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Aurka-T288/Aurkb-T232/Aurkc-T198 Pour Wb, Elisa - O14965 / Q96Gd4 / Q9Uqb9

Numéro d'article: CM0000808



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique du phospho reconnaissant AURKA (T288), AURKB (T232) et AURKC (T198). Validé pour le Western blotting et l'ELISA ; réagit avec des échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 pAc Lapin
Remarques/Alias	AURKA/AURKB/AURKC; Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6790/9212/6795
GeneID	6790/9212/6795
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du T288 de l'AURKA humaine (NP_003591.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	O14965/Q96GD4/Q9UQB9
Expédition	Sac de glace