


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Axl (Y702) Pour Wb, Elisa - P30530

Numéro d'article: CM0001926



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin phospho-spécifique ciblant l'Axl humain phosphorylé sur Tyr702. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation de la kinase Axl, de la survie cellulaire et de la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin Phospho-Axl-Y702
Remarques/Alias	ARK ; UFO ; JTK11 ; Tyro7 ; Phospho-Axl-Y702
Espèce	Humain
GeneID	558 (Humain)
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région autour de Y702 de l'Axl humain (NP_068713.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30530
Poids moléculaire protéique	98 kDa
Expédition	Sac de glace