

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Phospho-B-Raf (T401) Pour Wb, Elisa - P15056

Numéro d'article: CM0001347



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant B-Raf phosphorylé au niveau de la Thr401. Adapté pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Étudiez la signalisation MAP kinase et les voies oncogéniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-B-Raf-T401 Rabbit mAb
Remarques/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-T401
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	673
GeneID	673
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P15056
Poids de la protéine	84 kDa
Expédition	Sac isotherme