

Anticorps Polyclonal Anti-Phospho-Bcar1 (Y410) Pour Wb - P56945

Numéro d'article: CM0001193



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de BCAR1 phosphorylé sur la tyrosine 410. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains et murins. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'adhésion cellulaire et de la migration.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Phospho-BCAR1-Y410 pAb de lapin
Remarques / Alias	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9564
GeneID	9564
Immunogène	Peptide synthétique Peptide phosphorylé synthétique correspondant à la région Y410 de BCAR1 humain (NP_055382.2?).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P56945
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace