

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Bcl-2-S70 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10415

Numéro d'article: CM0000807



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phospho-Bcl-2 (Ser70). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec la Bcl-2 humaine et de rat. Convient à la recherche sur l'apoptose, l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Bcl-2-S70 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Bcl-2 ; PPP1R50 ; Phospho-Bcl-2-S70
Espèce	Humain
Identifiant de gène	596
Immunogène	Peptide synthétique : peptide phosphorylé synthétique autour de S70 de la Bcl-2 humaine (NP_000624.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P10415
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace