

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Bcl-2 (Thr56) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10415

Numéro d'article: CM0001400



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique de Bcl-2 phosphorylé (Thr56). Détecte les niveaux endogènes dans des échantillons humains, de souris et de rat par WB, IHC-P et ELISA. Indispensable pour les études sur l'apoptose et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Bcl-2-T56 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Bcl-2 ; PPP1R50 ; Phospho-Bcl-2-T56
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	596
ID du gène	596
Immunogène	Peptide phosphorylé synthétique autour du site T56 de Bcl-2 humain (NP_000624.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10415
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace