

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Bcl-XI (S62) Pour Wb, If/Icc - Q07817

Numéro d'article: CM0001524



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin détecte la Bcl-XL phosphorylée (S62) dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les applications WB et IF/ICC dans les études sur l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Bcl-XL-S62 Lapin pAb
Remarques/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Phospho-Bcl-XL-S62
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	598
ID de gène	598
Immunogène	Un peptide spécifique phosphorylé correspondant aux résidus entourant le S62 de la Bcl-XL humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, IF/ICC
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07817
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace