


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Bcr (Y177) Pour Wb, Elisa - P11274

Numéro d'article: CM0001991



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Phospho-BCR (Y177) humain validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Détecte une bande à 143 kDa. Idéal pour l'étude de la signalisation BCR, de la régulation des GTPases et de la fonction synaptique. - P11274

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Phospho-BCR-Y177 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; Phospho-BCR-Y177
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	613
GeneID	613
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide phosphorylé synthétique autour du Y177 du BCR humain (NP_004318.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISSL	P11274
Poids Protéique	143kDa
Expédition	Sac de glace