

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Brca1 (S988) Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P38398

Numéro d'article: CM0000683



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BRCA1-S988 phosphorylé, validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la BRCA1 humaine phosphorylée à la sérine 988, une protéine clé de réparation de l'ADN et suppresseur de tumeur. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement d'essais.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | pAb de lapin anti-BRCA1-S988 phosphorylé                                                         |
| Remarques/Alias                  | IRIS ; PSCP ; BRCAI ; BRCC1 ; FANCS ; PNCA4 ; RNF53 ; BROVCA1 ; PPP1R53 ; BRCA1-S988 phosphorylé |
| Espèce                           | Humain                                                                                           |
| GeneID (Humain)                  | 672                                                                                              |
| GeneID                           | 672                                                                                              |
| Immunogène                       | Peptide synthétique                                                                              |
| Source                           | Lapin                                                                                            |
| Catégorie                        | Anticorps phosphorylés                                                                           |
| Application                      | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                             |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                           |
| SWISS                            | P38398                                                                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 208 kDa                                                                                          |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                     |