


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Brd4-S484/S488 Pour Wb, Db, Elisa - O60885

Numéro d'article: CM0000593



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la phospho-réaction ciblant BRD4 phosphorylé sur Ser484/Ser488. Convient pour WB, DB et ELISA. Idéal pour l'étude de la mémoire épigénétique, de la régulation de la transcription et de la dynamique de la chromatine. Réagit avec le BRD4 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-BRD4-S484/S488 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S484/S488
Espèce	Humain
ID de gène	23476
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S484 et de la S488 du BRD4 humain (NP_490597.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60885
Poids de la protéine	152kDa
Expédition	Sac de glace