


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Brd4 (Ser1070) Pour Wb, Elisa - O60885

Numéro d'article: CM0001789



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre BRD4 (pS1070) pour applications WB et ELISA. Réactif humain ; idéal pour les études sur la lecture de la chromatine, la régulation transcriptionnelle et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-BRD4-S1070 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAP ; MCAP ; HUNK1 ; HUNKI ; FSHRG4 ; Phospho-BRD4-S1070
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23476
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide phosphorylé synthétique autour de S1070 de la BRD4 humaine (NP_490597.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60885
Poids moléculaire de la protéine	152 kDa
Expédition	Sac de glace