


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phospho-Btk (Tyr223) Pour Wb Et Elisa - Q06187

Numéro d'article: CM0001764



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique de BTK phosphorylé (Tyr223) validé pour WB et ELISA. Idéal pour l'étude du récepteur des cellules B, de la signalisation TLR et de l'activité kinase de BTK sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-BTK-Y223 lapin mAb
Remarques / Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; Phospho-BTK-Y223
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	695
GeneID	695
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de Y223 de BTK humain (Q06187)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q06187
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace